



Désignation	FILTRE PLISSE STANDARD						
Application	Les filtres standards plissés ont une filtration moyenne. Epaisseur 0.15 mm, porosité 10-20 µm, vitesse 50 sec, grammage 64g/m2. Fabriqués à 100% à partir de celluloses selon les normes DIN 53104 ; DIN 53137 ; DIN 53138. Ces filtres peuvent être utilisés pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées)						
Référence	0700532	0700404	0700409	0700403	0700401	0700402	0700429
Diamètre	70 mm	100 mm	130 mm	150 mm	190 mm	250 mm	330 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700532-0700404-0700409-0700403-0700401-0700402-0700429

Juillet 2026