

FICHE TECHNIQUE

Réf. 0700402

DESIGNATION

- Papier filtre standard
- Matière: 100% cellulose
- Liant: résine agréée FDA

APPLICATIONS

- Papier pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées)
- Protection de paille
- Sulfure d'étain et de potasse
- Lessive de soude
- Hydroxyde de cobalt et de cadmium...

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	64	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,13	mm	
Vitesse de filtration	50	sec.	DIN 53137
Rétention	10-20	µm	Herzberg
Résistance à l'éclatement	>145	kPa	
Taux de cendres	0,06	%	DIN 53138