



FICHE TECHNIQUE

Réf. **0700407**

• DESIGNATION

- Papier filtre quantitatif dégraissé (sans cendre)
- Matière: 100% cellulose

• APPLICATIONS

- Détermination de la teneur en graisse dans les produits agro-alimentaires (fromage, lait, etc...)

• SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	85	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,17	mm	
Vitesse de filtration	20	sec.	DIN 53137
Porosité	8-12	µm	Herzberg
Taux de cendres	< 0,007	%	DIN 53138