



Désignation	FILTRE QUANTITATIF SANS CENDRE – FILTRATION MOYENNE						
Application	<i>Filtre sans cendre 100% en cellulose</i>						
	<u>Spécifications Techniques :</u>						
	• Poids 84g/m² • Epaisseur 0.2mm • Porosité 14-18µm • Vitesse de filtration 55 sec (DIN 53137) • Taux de cendre <0.01 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement 0.2kKg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Analyses des sols - Phosphate ammoniacé de magnésie, chromate de baryte et de plomb, oxalate de chaux						
Référence	0700535	0700427	0700461	0700469	0700470	0700431	0700445
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.