



Désignation	FILTRE QUANTITATIF SANS CENDRE DEGRAISSE – FILTRATION RAPIDE						
Application	<i>Filtre sans cendre</i>						
	<u>Spécifications Techniques :</u>						
	• Poids 85g/m² • Epaisseur 0.16mm • Porosité 8-12µm • Vitesse de filtration 20 sec (DIN 53137) • Taux de cendre <0.01 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement 0.3Kg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Détermination de la teneur en graisse dans les produits agro-alimentaires, produits laitiers notamment (fromage, lait...)						
Référence	0700538	0700472	0700425	0700417	0700439	0700407	0700430
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700538-0700472-0700425-0700417-0700439-0700407-0700430

Août 2026