



FICHE TECHNIQUE

Réf. **0700435**

•DESIGNATION

- Filtre en microfibres de verre
- Matière: 100% microfibres de verre borosilicatées
- Liant: aucun

•APPLICATIONS

- M.E.S dans les eaux usées
- Collecte des cellules
- Filtration eaux industrielles, protéines, eau potable

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	52	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,26	mm	
Vitesse de filtration	}	sec.	DIN 53137
Rétention		100	sec.
Résistance à l'éclatement	1.2	µm	
	20	kPa	