



Désignation	FILTRE QUANTITATIF SANS CENDRE – FILTRATION RAPIDE						
Application	<i>Filtre sans cendre 100% en cellulose</i>						
	<u>Spécifications Techniques :</u>						
	• Poids 84g/m² • Epaisseur 0.2mm • Porosité 20-25µm • Vitesse de filtration 27 sec (DIN 53137) • Taux de cendre <0.01 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement 0.2Kg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Analyses des sols - Filtration de sulfite de plomb, de fer et d'argent, chromate de plomb, arsenic, antimoine...						
Référence	0700536	0700471	0700456	0700414	0700411	0700413	0700444
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700536-0700471-0700456-0700414-0700411-0700413-0700444

Août 2026