



FICHE TECHNIQUE

Réf. **0700483**

•DESIGNATION

- Papier filtre qualitatif moyen
- Matière: 100% cellulose
- Liant : résine agréée FDA

•APPLICATIONS

- Industrie chimique
- Industrie agroalimentaire
- Industrie des boissons
- Analyses atmosphériques
- Huiles essentielles et industrielles
- Acétate et dioxyde de plomb, carbonate de lithium, phosphate ammoniacé de magnésie, chromate de baryte et de plomb, l'oxalate de chaux, ...

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	87	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,18	mm	
Vitesse de filtration	50	sec.	DIN 53137
Rétention	8-12	µm	Herzberg
Résistance à l'éclatement	>30	kPa	
Taux de cendres	0,06	%	DIN 53138