



Désignation	FILTRE QUANTITATIF SANS CENDRE – FILTRATION TRES LENTE						
Application	<i>Filtre sans cendre 100% en cellulose</i>						
	<u>Spécifications Techniques :</u>						
	• Poids 84g/m² • Epaisseur 0.17mm • Porosité 2-4µm • Vitesse de filtration 140 sec (DIN 53137) • Taux de cendre <0.01 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement 0.2Kg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Analyses des sols - Sulfate de baryum (à froid), acide de métazine, oxyde de cuivre...						
Référence	0700534	0700494	0700495	0700496	0700497	0700498	0700499
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.