



Désignation	FILTRE QUANTITATIF SANS CENDRE – FILTRATION TRES RAPIDE						
Application	<i>Filtre sans cendre 100% en cellulose</i> <u>Spécifications Techniques :</u> • Poids 84g/m² • Epaisseur 0.2mm • Porosité 25-30µm • Vitesse de filtration 9 sec (DIN 53137) • Taux de cendre <0.01 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement 0.2Kg/cm² <u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Analyses des sols - Filtration d'hydroxyde de fer, d'aluminium, de sulfites de métaux						
	Référence	0700537	0700504	0700505	0700506	0700507	0700508
	Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm
							0700509

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.