



Désignation	FILTRE PLAT QUALITATIF MOYENNE USAGE POLYVALENT									
Application	Papier filtre qualitatif composé à 100% de cellulose et de résine agréée FDA <u>Spécifications Techniques :</u> - Poids 73g/m² (DIN 53104) - Epaisseur 0.16mm - Porosité 5-13µm - Vitesse de filtration 35 sec (DIN 53137) - Taux de cendre 0.06 % (DIN 53138) - Résistance à l'éclatement >195 KPa <u>Domaines d'utilisations :</u> - Papier pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées) - Protection de paille - Sulfure d'étain et de potasse - Lessive de soude - Hydroxyde de cobalt et de cadmium									
Référence	0700486	0700487	0700488	0700489	0700490	0700491	0700492	0700493	0700510	0700511
Diamètre	47 mm	55 mm	70 mm	85 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.