

## FICHE TECHNIQUE

Réf. **0700512**

### •DESIGNATION

- Filtre non tissé
- Matière: 90% polyester 10% cellulose
- Liant: oui

### •APPLICATIONS

- Détermination des particules brûlées dans les poudres de lait (selon norme ADMI)
- Détermination des sédiments dans les produits alimentaires

### •SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	110	g/m <sup>2</sup>	DIN 53104
Epaisseur	0,70	mm	
Vitesse de filtration	}	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Porosité	50	µm	
Perméabilité à l'air (pression : 200 Pa)	2200	L/m <sup>2</sup> /sec.	
Résistance à l'élongation M.D	113	N/5 cm	
Résistance à l'élongation C.D	77	N/5 cm	