

² Grosseron being a part of you	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	09/09/2026	
	Dernière Mise à jour :		
	Version :	V1	

Désignation	PAPIER PROTECTEUR DE SURFACE	
Description	Les papiers protecteurs de surface sont composés de cellulose au pouvoir absorbant et d'un film de polyéthylène (PE) qui rend les papiers étanches. Ils protègent ainsi efficacement les surfaces de travail en empêchant les matières corrosives de pénétrer.	
Référence	0700514	0700515
Dimensions	50m x 46cm	50m x 92cm
Grade	PP125	
Poids (g/m²)	125	
Poids de la cellulose (g/m²)	100	
Poids du PE (g/m²)	25	
Capacité d'absorption (g/m²)	170	
Conditionnement	Rouleau de 50 mètres	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700514-0700515

Septembre 2026