



Désignation	BOUCHON EN OUATE DE CELLULOSE HAUTEUR 30MM					
Application	Fabriqués en fibres de cellulose pure, ils sont perméables à l'air et stérilisables jusque 200°C. Idéal pour tout usage bactériologique. L'usage unique est recommandé.					
Référence	0700309	0700304	0700303	0700522	0700523	0700524
Diamètre haut	9 mm	19 mm	20 mm	22 mm	24 mm	28 mm
Diamètre bas	5 mm	15 mm	16 mm	18 mm	19 mm	23 mm
Conditionnement	1000	1000	1000	1000	1000	500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700309-0700304-0700303-0700522-0700523-0700524

Juillet 2026