



Désignation	BOUCHON EN OUATE DE CELLULOSE HAUTEUR 60MM	
Application	Fabriqués en fibres de cellulose pure, ils sont perméables à l'air et stérilisables jusque 200°C. Idéal pour tout usage bactériologique. L'usage unique est recommandé.	
Référence	0700525	0700526
Diamètre haut	34 mm	38 mm
Diamètre bas	25 mm	29 mm
Conditionnement	200	200

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700525-0700526

Juillet 2026