



Désignation	BOUCHON EN OUATE DE CELLULOSE HAUTEUR 65MM
Application	Fabriqués en fibres de cellulose pure, ils sont perméables à l'air et stérilisables jusque 200°C. Idéal pour tout usage bactériologique. L'usage unique est recommandé.
Référence	0700528
Diamètre haut	58 mm
Diamètre bas	40 mm
Conditionnement	50

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700528

Juillet 2026