



Désignation	FILTRE PLISSE QUALITATIF MOYEN					
Application	Papier filtre qualitatif composé de linters de coton, de cellulose et de résine agréée FDA					
	<u>Spécifications Techniques :</u> - Poids 87g/m² (DIN 53104) - Epaisseur 0.18mm - Porosité 8-12µm - Vitesse de filtration 50 sec (DIN 53137) - Taux de cendre 0.05 % (DIN 53138) - Résistance à l'éclatement >30 Kg/cm²					
	<u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Huiles essentielles et industrielles - Acétate et dioxyde de plomb, carbonate de lithium, phosphate ammoniacé de magnésie, chromate de baryte et de plomb, l'oxalate de chaux...					
Référence	0700529	0700482	0700483	0700484	0700485	0700599
Diamètre	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm	320 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700529-0700482-0700483-0700484-0700485-0700599

Août 2026