

² Grosseron being a part of you	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	03/09/2026	
	Dernière Mise à jour :		
	Version :	V1	

Désignation	CARTOUCHE D'EXTRACTION EN CELLULOSE		
Description	Les cartouches d'extraction en cellulose sont composées de fibres de coton pur, sans liant, et peuvent être utilisées pour l'extraction de particules depuis une substance solide à l'aide de solvants. La haute qualité du matériau permet une bonne reproductibilité des analyses. <u>Applications :</u> - Détermination du taux de lipides dans les produits alimentaires - Détermination du taux de liant dans le bitume et l'asphalte - Analyse de pesticides dans les sols - Extraction de plastifiants dans le PVC - Extraction de combinaisons organiques à partir des mélanges réactionnels, aliments, substances naturelles, laques et analyse de liant dans les couleurs de peinture, détermination de la poussière et du goudron dans les gaz		
Référence	0700557	0700558	0700559
Epaisseur (mm)	1		
Porosité (µm)	5		
Dimensions (Øint x H (mm))	25 x 100	33 x 94	38 x 150
Conditionnement	Boîte de 25		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700557-0700558-0700559

Septembre 2026