



Désignation	FILTRE PLAT QUALITATIF TRES RAPIDE						
Application	Papier filtre qualitatif composé de linters de coton, de cellulose et de résine agréée FDA						
	<u>Spécifications Techniques :</u> - Poids 80g/m² (DIN 53104) - Epaisseur 0.21mm - Porosité 15-20µm - Vitesse de filtration 10 sec (DIN 53137) - Taux de cendre 0.05 % (DIN 53138) - Résistance à l'éclatement >20 Kg/cm²						
	<u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Huiles essentielles et industrielles - Hydroxyde de fer et d'aluminium, la plupart des sulfites et métaux...						
Référence	0700829	0700591	0700836	0700837	0700592	0700593	0700838
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.