



Désignation	FILTRE SERINGUE EN PVDF	
Application	<i>Filtre seringue en PVDF, hydrophobe, excellente stabilité chimique contre la plupart des solvants</i> <i>Les filtres seringues stériles sont emballés individuellement</i> <u>Domaines d'utilisations :</u> - Filtration de l'air ou de gaz	
Référence	0700595	0700815
Seuil de rétention	0.22	0.45
Diamètre	25	25
Stérile	Non	Non
Point de bulle (kPa)	1.2	0.8
Débit d'eau (mL/mn/cm ²)	9-12	17-23
Conditionnement	50	50

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700595-0700815

Août 2026