

² Grosseron being a part of you	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	09/09/2026	
	Dernière Mise à jour :		
	Version :	V1	

Désignation	CARTOUCHE D'EXTRACTION FIBRE DE VERRE			
Description	Les cartouches d'extraction en microfibres de verre sont fabriquées sans liant et offrent une meilleure résistance comparée aux cartouches en cellulose, supportant des extractions de particules à des températures jusqu'à 500°C.			
Référence	0700602	0700604	0700605	0700606
Dimension (mm)	35 x 150	25 x 80	30 x 100	41 x 123
Conditionnement	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 25	Boîte de 25

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700602-0700604-0700605-0700606

Septembre 2026