



Désignation	FILTRE PLAT MICROFIBRE DE VERRE AVEC LIANT - HYDROPHOBE
Application	<i>Filtre en microfibres de verre, hydrophobe, recommandé pour le contrôle de la pollution de l'air, notamment pour les analyses de gaz d'échappement</i> <u>Spécifications Techniques :</u> • Poids : 73g/m² • Epaisseur : 0.4 mm • Liant : résine • Propriété : Hydrophobe • Efficacité de rétention (0.3 µm) : 99.9%
Référence	0700828
Diamètre	90 mm
Conditionnement	Boîte de 100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.