



Désignation	FILTRE PLAT QUALITATIF TRES LENT						
Application	Papier filtre qualitatif composé de linters de coton, de cellulose et de résine agréée FDA						
	<u>Spécifications Techniques :</u>						
	- Poids 80g/m² (DIN 53104) - Epaisseur 0.16mm - Porosité 2-4µm - Vitesse de filtration 200 sec (DIN 53137) - Taux de cendre 0.05 % (DIN 53138) - Résistance à l'éclatement >20 Kg/cm²						
	<u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Huiles essentielles et industrielles - Sulfate de baryum (à froid), acide de métazine, oxyde de cuivre						
Référence	0700848	0700849	0700850	0700851	0700852	0700833	0700827
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.