



Désignation	FILTRE PLAT QUALITATIF RAPIDE						
Application	Papier filtre qualitatif composé de linters de coton, de cellulose et de résine agréée FDA						
	<u>Spécifications Techniques :</u> • Poids 88g/m² (DIN 53104) • Epaisseur 0.18mm • Porosité 12-15µm • Vitesse de filtration 20 sec (DIN 53137) • Taux de cendre 0.05 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement >20 Kg/cm²						
	<u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Huiles essentielles et industrielles - Chromate de plomb, sulfites d'arsenic, de plomb, de fer, de manganèse, d'argent...						
Référence	0700830	0700839	0700840	0700869	0700841	0700870	0700842
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700830-0700839-0700840-0700869-0700841-0700870-0700842

Août 2026