



Désignation	FILTRE PLAT QUALITATIF MOYEN						
Application	<i>Papier filtre qualitatif composé de linters de coton, de cellulose et de résine agréée FDA</i>						
	<u>Spécifications Techniques :</u> • Poids 87g/m² (DIN 53104) • Epaisseur 0.18mm • Porosité 8-12µm • Vitesse de filtration 50 sec (DIN 53137) • Taux de cendre 0.05 % (DIN 53138) • Résistance à l'éclatement >30 Kg/cm²						
	<u>Domaines d'utilisations :</u> - Industrie chimique, agroalimentaire, des boissons - Analyses atmosphériques - Huiles essentielles et industrielles - Acétate et dioxyde de plomb, carbonate de lithium, phosphate ammoniacé de magnésie, chromate de baryte et de plomb, l'oxalate de chaux...						
Référence	0700843	0700844	0700845	0700831	0700846	0700847	0700832
Diamètre	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.