



Désignation	FILTRE SERINGUE EN MCE	
Application	<i>Les filtres seringues en MCE, hydrophiles, ont une capacité d'absorption élevée et sont mécaniquement stables</i> <i>Les filtres seringues stériles sont emballés individuellement</i> <u>Domaines d'utilisations :</u> - Clarification des fluides biologiques - Filtrations des enzymes et autres solutions aqueuses	
	Référence	0700893 0700894
Seuil de rétention	0.22	0.45
Diamètre	13	25
Stérile	Oui	Oui
Point de bulle (kPa)	350	230
Débit d'eau (mL/mn/cm²)	8.5	22
Conditionnement	50	50

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700893-0700894

Août 2026