



Désignation	FILTRE SERINGUE EN NYLON							
Application	<i>Filtre seringue en Nylon (polyamide) hydrophile entrée luer lock femelle/ sortie luer slip mâle</i>							
	<i>Les filtres seringues stériles sont emballés individuellement</i>							
	<u>Domaines d'utilisations :</u>							
	- Filtration et clarification des solvants - Filtration de solutions aqueuses et organiques en HPLC - Stérilisation et clarification des fluides biologiques, solutions tampons et cultures tissulaires							
Référence	0700861	0700863	0700816	0700862	0700864	0700817	0700901	0700900
Seuil de rétention	0.22 µm	0.22 µm	0.22 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm
Diamètre	13 mm	25 mm	25 mm	13 mm	25 mm	25 mm	25 mm	13 mm
Stérile	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Point de bulle (kPa)	340	340	340	220	220	220	220	220
Débit d'eau (mL/mn/cm²)	23	23	23	46	46	46	46	46
Conditionnement	50	50	50	50	50	50	100	100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700861-0700863-0700816-0700862-0700864-0700817-0700901-0700900

Août 2026