



Désignation	FILTRE SERINGUE EN PTFE							
Application	Filtre seringue en PTFE, hydrophobe, très résistants aux solutions chimiques Les filtres seringues stériles sont emballés individuellement <u>Domaines d'utilisations :</u> - HPLC - Echantillons chimiquement agressifs ou très acides - Filtration air ou gaz - Clarification et stérilisation de solutions organiques							
Référence	0700865	0700867	0700813	0700903	0700866	0700868	0700834	0700902
Seuil de rétention	0.22 µm	0.22 µm	0.22 µm	0.22 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm
Diamètre	13 mm	25 mm	25 mm	13 mm	13 mm	25 mm	25 mm	13 mm
Stérile	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Point de bulle (kPa)	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8
Conditionnement	50	50	50	100	50	50	50	100

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700865-0700867-0700813-0700903-0700866-0700868-0700834-0700902

Août 2026