

FICHE TECHNIQUE

SACHET ZIP SIMPLE POCHE PE 50 MICRONS

180*250MM IMPRIME 2 COULEURS S/S 50 STERILISE

0701100

Matière du sac

Polyéthylène

Qualité matière

Contact alimentaire

Impression

Plage d'écriture et identification prélèvement

Couleur du sac

Naturel transparent

Dimensions du sac

180*250 mm

Epaisseur du sac

50 microns

Résistance mécanique

Souple

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polyéthylène

Conditionnement

1000 / carton

Sous conditionnement

20 sachets de 50

Stérilisation

Gamma-stérilisation 15Kgy

Durée de validité de la stérilisation

3 ans à dater de la date de production



Grosseron
Collection