

FICHE TECHNIQUE

SAC POUR AUTOCLAVE EN PP 9 L

0714256

L300*H500 mm 40µm 134°C

Matière du sac

Polypropylène naturel

Impression

Non

Couleur du sac

Naturel transparent

Dimensions du sac

300*500 mm

Volume

9 litres

Epaisseur du sac

40 microns

Résistance en température

134 °c

Résistance mécanique

Souple

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polypropylène

Conditionnement

500 / carton



Grosseron
Collection