

FICHE TECHNIQUE

SAC POUR AUTOCLAVE EN PP 14 L

0714257

L400*H600 mm 40µm 134°C

Matière du sac

Polypropylène naturel

Impression

Non

Couleur du sac

Naturel transparent

Dimensions du sac

400*600 mm

Volume

14 litres

Epaisseur du sac

40 microns

Résistance en température

134 °c

Résistance mécanique

Souple

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polypropylène

Conditionnement

500 / carton



Grosseron
Collection