

FICHE TECHNIQUE

SAC POUR AUTOCLAVE EN PP 33 L

0714259

L600*H780 mm 40µm 134°C

Matière du sac

Polypropylène naturel

Impression

Non

Couleur du sac

Naturel transparent

Dimensions du sac

600*780 mm

Volume

33 litres

Epaisseur du sac

40 microns

Résistance en température

134 °c

Résistance mécanique

Souple

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polypropylène

Conditionnement

500 / carton



Grosseron
Collection