



## FICHE TECHNIQUE

<b>CODE CATALOGUE</b>	:	0715242
<b>DESCRIPTIF</b>	:	THERMOMETRE LABORATOIRE
<b>CODE BARRE</b>	:	3369140507259
<b>LIQUIDE</b>	:	AL
<b>GRADUATION</b>	:	- 10 + 150° C
<b>PRECISION</b>	:	DEGRE
<b>LONGUEUR</b>	:	235 MM
<b>DIAMETRE</b>	:	6 MM
<b>POIDS</b>	:	20 G
<b>CONDITIONNEMENT</b>	:	1
<b>PACKAGING</b>	:	ETUI
<b>PAYS D'ORIGINE</b>	:	FRANCE




photo non contractuelle