



FICHE TECHNIQUE

CODE CATALOGUE	:	0715249
DESCRIPTIF	:	THERMOMETRE LABORATOIRE
CODE BARRE	:	3369140507297
LIQUIDE	:	TOLUENE
GRADUATION	:	-100+30
PRECISION	:	+/-1°C
LONGUEUR	:	280 MM
DIAMETRE	:	6 MM
POIDS	:	28G
CONDITIONNEMENT	:	1
PACKAGING	:	ETUI
PAYS D'ORIGINE	:	FRANCE




photo non contractuelle