

² Grosseron being a part of you	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	08/09/2026	
	Dernière Mise à jour :		
	Version :	V1	

Désignation	PAPIER POUR ESSAIS ANTIBIOTIQUES	
Description	Fabriqués en linters de coton purs (100%), les papiers pour tests antibiotiques permettent d'identifier les agents à l'origine des maladies infectieuses et de tester la résistance de ces organismes. <u>Données techniques :</u> - Poids DIN 53104 : 270g/m² - Epaisseur : 0.7 mm	
Référence	0700589	0806009
Diamètre (mm)	12.7	9
Conditionnement	Boîte de 1000	Boîte de 1000

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0700589-0806009

Septembre 2026