

**JUSQU'À 4 COMPTEURS ou 4 DECOMPTEURS – 4 CANAUX**



**Ref 440AT – 4 Compteur / 4 décompteurs**

- 4 alarmes 1' / 4 mémoires
- Capacité : 100h / sec.
- Dépassement de temps
- Horloge / Alarme / Alarme retardée (snooze)
- Ecran 50x21mm
- Hauteur des chiffres : 20mm
- Béquille / Pince / Aimant
- Dim : 73x65x15mm / 70g
- Pile 357



**Possibilités de compter ou décompter sur plusieurs canaux simultanément. Idéal pour les applications de laboratoires, sciences.**

**En milieu sportif, il pourra chronométrer jusqu'à 4 athlètes simultanément !**

