



FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT

DATE 05/09/2002 • ÉDITION 08/07/2021



ARTICLE

Désignation : Blouse PP bleu azur taille XL

Référence : 4574713

CARACTERISTIQUES ET NORMES

- < Composition : Polypropylène
- < Grammage (+- 10%) : 40 g
- < Confection : bleu azur, cousue, col, poignets élastiqués, pressions, 2 poches

CONDITIONNEMENT

SOUS EMBALLAGE

- < Quantité (+- 5%) : 50 pièces
- < Type : sachet

EMBALLAGE

- < Quantité (+- 5%) : 50 sachets (50 sachets de 1)
- < Type : carton

PALETTISATION

- < Variable selon commande
- < Palette perdue : 80 x 120 cm

PRECAUTION D'EMPLOI

Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle mais un article d'hygiène. Utilisation réservée aux professionnels.

GENCOD/POIDS/CODE DOUANIER

	Taille XL		Taille XL
CODE CARTON	3701102302210	CODE SAHET	3701102302227

POIDS Brut 4,8 kg par carton
POIDS Net 4,1 kg par carton

CODE DOUANIER 6210109000

(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle).

SARL MUTEXIL 14 rue Général Bedeau - 44000 Nantes
Tel 02 51 83 95 85 – website : www.mutexil.fr

Siret 49981205500048