

## FICHE TECHNIQUE

**POT CONIQUE 125 ML PP STERILISE**  
**DIAM 60/45 MM H 75 MM CAPE A VIS ROUGE**

**0996002**

**Matière du pot**

Polypropylène

**Qualité matière**

Contact alimentaire

**Graduation**

Jusqu'à 100 ml tous les 20ml avec plage d'écriture

**Couleur du pot**

Translucide

**Matière de la cape**

Polypropylène

**Type de cape**

Pas de vis ouverture en un demi tour

**Couleur de la cape**

Rouge

**Hauteur du pot avec cape**

75 mm

**Diamètre d'ouverture du pot**

60 mm extérieur

**Diamètre inférieur du pot**

45 mm extérieur

**Résistance en température**

-20°/+120°

**Résistance mécanique**

Souple, résistant à la déformation

**Résistance chimique**

Répondant aux caractéristiques du polypropylène

**Conditionnement**

200 / carton

**Sous conditionnement**

200 dans un sursac de protection

**Stérilisation**

10KGy mini / 20 KGy maxi

**Durée de validité de la stérilisation**

3 ans à daté de la stérilisation



**Grosseron**  
*Collection*