



Désignation	CHIFFONNETTE EAU DISTILLEE AV. 10 % NEUTRALISANT BTE200
Référence	1007013
Conditionnement	200

DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit de prélèvement stérile fait d'un sac facilement ouvrable contenant une chiffonnette imbibée de solution d'eau distillée à 10% de neutralisant.

COMPOSITION DE LA SOLUTION SOLUTION D'EAU DISTILLEE A 10% DE NEUTRALISANT

Produits	g/L
Tween 80	3
Phosphate de sodium dibasique (anhy) Na_2HPO_4	3.99
Thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3 \cdot 5(H_2O)$	0.78
Lecithine de soya	0.3
L-Histidine	0.1
<i>pH de la solution ajusté à 7.20</i>	

SPÉCIFICATIONS

Solution	Solution d'eau distillée à 10% de neutralisant
Volume de solution	13 mL
Méthode de stérilisation	Irradiation gamma
Composition de la chiffonnette	55% Cellulose/ 45% polyester
Dimensions de la chiffonnette	9" x 9" (23 x 23 cm)
Dimension du sac	7" x 12" (17.8 x 30.5 cm)
Date de péremption	24 mois

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.