



Date de création : **02/08/2021**
Dernière Mise à jour : **02/08/2021**
Version : **0**

EAU DEMINERALISEE

Référence article	1038101
Volume	5 L
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
Densité	1
pH	5 à 7
Conductivité	<30 µS/cm
Conservation	Température ambiante
Conditionnement	Carton de 3 bidons de 5L

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.