

FICHE TECHNIQUE

**ENSEMENCEUR SOUPLE 1 μ l A USAGE UNIQUE
S/S PELABLE PAPIER/PLASTIQUE DE 20**

1041422

Matière du pot

Polystyrène jaune

Qualité matière

Contact alimentaire

Couleur de l'ensemenceur

jaune

Longueur

170 mm

Capacité

1 μ l

Résistance en température

-40°/+65°

Résistance mécanique

Souple

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polystyrène

Conditionnement

1000

Sous conditionnement

50 sachets pelables papier / plastique de 20 ensemenceurs, dans un sursac de protection

Stérilisation

Oxyde éthylène

Durée de validité de la stérilisation

3 ans à daté de la stérilisation



Grosseron
Collection