

FICHE TECHNIQUE

**ETALEUR EN L EN PS BLEU STERILISE
S/S PELABLE PAPIER/PLASTIQUE DE 1**

1042111

Matière du pot

Polystyrène bleu

Qualité matière

Contact alimentaire

Couleur de l'étaleur

Bleu

Longueur

150 mm

Largeur

35 mm

Résistance en température

-40°/+65°

Résistance mécanique

Dur

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polystyrène

Conditionnement

500 / carton

Sous conditionnement

500 sachets unitaires pelable papier / plastique dans un sursac de protection

Stérilisation

Oxyde éthylène

Durée de validité de la stérilisation

3 ans à daté de la stérilisation



Grosseron
Collection