

INOBACT CONCENTRÉ

**NETTOYANT DÉSINFECTANT
HAUTES PERFORMANCES CONCENTRÉ**

CAPACITÉ	RÉFÉRENCES
20L	B011-20
5L	B011
1L	B012



MATÉRIELS



SURFACES



SOLS

INOBACT CONCENTRÉ est un détergent désinfectant spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels du secteur médical et paramédical. Conformément aux dernières normes en vigueur, il offre une efficacité éprouvée contre les bactéries, champignons et virus. En un seul passage, il assure à la fois l'entretien et la désinfection des surfaces et du matériel paramédical. **INOBACT CONCENTRÉ** s'inscrit dans une démarche écoresponsable. Fabriqué en France, il combine performance et hygiène pour une utilisation quotidienne en toute confiance.

Domaines d'application :

Salles propres, hôpitaux, établissements de santé, laboratoires, crèches, maisons de retraite, centres de balnéothérapie, instituts de beauté, spas, locaux collectifs.



AMM DÉPOSÉE N°BC-SQ092459-99 ☒

SANS EFFET SUR LES INOX ☒

LARGE SPECTRE DE DÉSINFECTION ☒



www.obioseed.com
contact@obioseed.com

INOBACT CONCENTRÉ

B011-B012-V2.2 03022025



CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLU : 3 ans



Bidon 5L Carton 4X5L

Bidon 1L Carton 12 x 1L

PROPRIÉTÉS :

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

Densité à 20°C : 1.045 ± 0,01g/cm³

Parfum : Sans parfum

pH : 12 ± 0,5



Geste éco-responsable : rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Éco-conseil : pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE :



Surfaces et matériels :



Utiliser le produit dilué dans une centrale de désinfection ou en dilution manuelle à partir de 1% soit 10mL par Litre d'eau : Evacuer tous les déchets et résidus se trouvant sur la surface à nettoyer.

(1) Pulvériser directement le produit sur la surface.

(2) Laisser agir selon le spectre de désinfection souhaité (cf tableau ci-dessous page 3).

(3) En cas d'application en milieu alimentaire, rincer à l'aide d'une microfibre humide.



Sols :



Utiliser le produit dilué dans une centrale de désinfection ou en dilution manuelle à partir de 1% soit 10mL par Litre d'eau.

(1) Appliquer le produit à l'aide d'un balai à plat.

(2) Laisser agir selon le spectre de désinfection souhaité (cf tableau ci-dessous page 3).

(3) Rincer en cas d'application en milieu alimentaire.

RÈGLEMENTATION :

Contient selon le règlement CE n°648/2004 et n°1272/2008 : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques. Contient aussi : Désinfectants : substance active biocide : Didécylidiméthylammonium chloride (DDAC) n°CAS 7173-51-5: 3.5 % (m/m). Type de préparation : concentré soluble (SL), TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TABLEAU DE NORMES :

Activité	Normes	Conditions (à 20°C)	Temps de contact	Résultats	Souches	
 Bactéricidie	EN1276	Saleté générale	15min	1%	Souches obligatoires : Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Souches additionnelles : Salmonella typhimurium Listeria monocytogenes	
	EN13697	Saleté générale	5min	2.5%	Souches obligatoires : Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	
			15min	1.5%		
		Saleté générale	5min	3%	Souches additionnelles : Salmonella typhimurium Listeria monocytogenes	
			15min	1.5%		
	EN16615	Saleté générale	5min	1.5%	Souches obligatoires: Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	
			15min	1%	Souches additionnelles : Salmonella typhimurium Listeria monocytogenes	
	EN13727	Saleté domaine médical	5min	2%	Souches obligatoires : Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Enterococcus faecium	
EN17387	3%					
 Levuricide	EN1650	Saleté générale	15min	1%	Souche obligatoire : Candida albicans	
			5min	2%		
	EN13697	Saleté générale	15min	1.5%		
	EN16615	Saleté générale	5min	2%		
			15min	1.5%		
	EN13624	Saleté domaine médical	5min	2%		
EN17387	4%					
 Fongicide	EN1650	Saleté générale	15min	4%	Souche obligatoire : Aspergillus brasiliensis	
	EN13697			5%		
	EN16615			4%		
	EN13624			4%		
	EN17387	Saleté domaine médical	30min	5%		
 Virucidie	EN14476	Saleté générale	15min	4.5%	Adénovirus	
				3.5%	Souches obligatoires: Norovirus Poliovirus Souches additionnelles : MVA Coronavirus Rotavirus	
	3.5%				Souches obligatoires Adénovirus Norovirus Poliovirus Souches additionnelles : MVA Coronavirus Rotavirus	
				EN14476	Saleté domaine médical	15min
	4.5%	Poliovirus				
		EN16777		3.5%		
	EN16777					

Respecter les précautions d'emploi - Usage strictement professionnel. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations.
Normes conformes au règlement biocide N°528/2012.

www.obioseed.com
contact@obioseed.com