

|                                                          |                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FICHE<br/>TECHNIQUE</b><br><br>V3.00 du<br>16/09/2014 | <b>CHIFFONNETTES HYDRATEES EAU<br/>PEPTONEE TAMPONNEE +<br/>NEUTRALISANTS A 10 %</b><br><br><b>1070123</b> |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## I EMBALLAGE :

**Quantité par boîte :** 200 chiffonnettes en vrac  
**Taille poche :** 18 x 28 cm  
**Carton :** BTE-3070-IM


## II TRACABILITE :

- Informations présentes sur la boîte :  
Référence du produit,  
N° de lot,  
N° de stérilisation,  
.
- Informations présentes sur l'enveloppe :  
N° de lot,  
N° de stérilisation.

## III PRODUIT :

### - Le sac :

Matières : LDPE contact alimentaire autorisé  
Taille : 18 x 30 cm  
Epaisseur : 76 µm +/- 10%  
Pré-découpé : facile à déchirer des deux côtés , à 1,2 cm du haut.  
Scellé : scellé de ¾ " ou double scellé en bas  
Refermable par languette métallique.  
Zone de marquage pré imprimé bleu 10 x 12 cm



### - La chiffonnettes :

Tissus non tissé polyester / cellulose bleu  
Non faite de matériaux recyclés  
Très absorbante et résistante  
Ne peluche pas  
Taille : 23 x 23 cm, Epaisseur 1/64"

### - La solution :

Volume : 13 ml  
Eau peptonée tamponnée additionnée à 10% de solution neutralisante de désinfecteur stérile  
pH final : 7,2± 0,2  
Solution neutralisante :  
➤ Lecithine de soja : 3 g ( Composés phénolés, iode, acides organiques, esters..)  
➤ Tween 80 : 30 g (Composés phénolés, iode, acides organiques, esters..)  
➤ L-Histidine : 1g  
➤ Sodium thiosulfate : 7,8 g ( Composés halogénés )  
➤ Phosphate di-sodique anhydre : 39.9 g  
➤ Eau distillée qsq 1000 ml

### - Irradiation :

15 Kgy minimum

### - Stockage :

Conserver à la température ambiante jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage