



Désignation	CHIFFONNETTE DE PRELEVEMENT POUR L'INDUSTRIE AVIAIRE	
Description	Chiffonnette non tissée alvéolée, sèche ou avec milieu, conviennent pour des analyses courantes	
	Le prédécoupage du sac permet une ouverture facile sans outil. La couleur de la zone de marquage est un indicateur du milieu utilisé : pour les chiffonnettes sèches ou imbibées d'eau distillée, la zone de marquage est imprimée en noire.	
	Conditionnement par 400, sous-emballées par 100 dans un pochon en polyéthylène, refermable et étanche.	
	Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1^{ère} livraison 3 mois	
Référence	1101010	1102011
Milieu de dilution	Sèche	Eau distillée + 10% neutralisant
Volume milieu (mL)	-	20
Dimension (mm)	305 x 330	305 x 330
Dimension du sac déchirable (mm)	178 x 305	178 x 305
Température de stockage	Endroit sec, T°C<30°C	2-8°C
Conditionnement	400	400

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 1101010-1102011

Septembre 2026