

## FICHE TECHNIQUE

**POT DROIT 125ML PP STERILISE  
GRADUE BOUCHON ROUGE**

**1128500RG**

**Matière du pot**

Polypropylène

**Qualité matière**

Contact alimentaire

**Graduation**

Jusqu'à 125 ml tous les 20ml

**Couleur du pot**

Translucide

**Matière de la cape**

Polypropylène

**Type de cape**

Pas de vis ouverture en un demi tour

**Couleur de la cape**

Rouge

**Hauteur du pot avec cape**

77 mm

**Diamètre d'ouverture du pot**

50 mm extérieur

**Diamètre inférieur du pot**

50 mm extérieur

**Résistance en température**

-20°/+120°

**Résistance mécanique**

Souple, résistant à la déformation

**Résistance chimique**

Répondant aux caractéristiques du polypropylène

**Conditionnement**

380 / carton

**Sous conditionnement**

380 dans un sursac de protection

**Stérilisation**

Oxyde éthylène

**Durée de validité de la stérilisation**

5 ans à dater de la date de production



**Grosseron**  
*Collection*