

FICHE TECHNIQUE

**POT DROIT 180ML PP STERILISE
GRADUE BOUCHON ROUGE**

1128900RG

Matière du pot

Polypropylène

Qualité matière

Contact alimentaire

Graduation

Jusqu'à 160 ml tous les 20ml

Couleur du pot

Translucide

Matière de la cape

Polypropylène

Type de cape

Pas de vis ouverture en un demi tour

Couleur de la cape

Rouge

Hauteur du pot avec cape

100 mm

Diamètre d'ouverture du pot

50 mm extérieur

Diamètre inférieur du pot

50 mm extérieur

Résistance en température

-20°/+120°

Résistance mécanique

Souple, résistant à la déformation

Résistance chimique

Répondant aux caractéristiques du polypropylène

Conditionnement

264 / carton

Sous conditionnement

264 dans un sursac de protection

Stérilisation

Oxyde éthylène

Durée de validité de la stérilisation

5 ans à dater de la date de production



Grosseron
Collection