

## Tiges, acier inox

acier inoxydable 1.4305

surface poncée

avec filetage M10

Ø 12 mm

autres longueurs/diamètres/matériaux sur demande

### Référence

#### avec filetage

longueur mm

2139	250	220 g
2140	450	400 g
2141	500	440 g
2142	600	530 g
2143	750	660 g
2144	1000	890 g
2145	1250	1100 g
2146	1500	1330 g

#### sans filetage

longueur mm

2149	250	220 g
2150	450	400 g
2151	500	440 g
2152	600	530 g
2153	750	660 g
2154	1000	890 g
2155	1250	1100 g
2156	1500	1330 g



