



sharpsafe
SHARPSAFE
5ÈME GENERATION 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Données générales	
Code produit	SHA-50502610
Code GTIN	5056271508344
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 1,8 litre
Description	Boîte pour objets perforants 1,8 litre composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants
Caractéristiques	
Volume nominal	1,8 l
Volume total	1,75 l
Volume utile	1,45 l
Charge maximale	0,4 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sac interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	124 mm
largeur	114 mm
Hauteur	220 mm
Ouverture	57 x 53 mm
Hauteur limite de remplissage	178 mm
Poids	169 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	67%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, plateaux, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)
Données logistiques	
Quantité par carton	75
Poids du carton	12,8 Kg
Dimensions du carton (LxIxH)	606 x 364 x 414 mm
Volume du carton	91,3218 dm3
Quantité par palette	1500 unités
Poids de la palette	271 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	120 x 80 x 230 cm
Certifications	
ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui
Données fabricant	
Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group

