



sharpsafe
SHARPSAFE 5ÈME GÉNÉRATION 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Données générales

Code produit	SHA-51116610
Code GTIN	5056271508511
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 9 litres haut
Description	Boîte pour objets perforants 9 litres haut composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Caractéristiques

Volume nominal	9 l
Volume total	9,37 l
Volume utile	7,16 l
Charge maximale	2,46 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sachet interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	175 mm
largeur	175 mm
Hauteur	498 mm
Ouverture	72 x 55 mm
Hauteur limite de remplissage	444 mm
Poids	505 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 100% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	68%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)


Données logistiques

Quantité par carton	40
Poids du carton	20 Kg
Dimensions du carton (LxlxH)	706 x 352 x 774 mm
Volume du carton	192,3483 dm ³
Quantité par palette	280 unités
Poids de la palette	155 Kg
Dimension de la palette (LxlxH)	120 x 80 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group